

## SISTEMA DE LLAMADO DE CLIENTES EN ESPERA PARA CONSULTORIOS EXTERNOS

### Mayor rotación de pacientes en los consultorios :

El sistema al poder ubicar rápidamente al paciente permite generar más atenciones por día y por ende más ingresos para la clínica como para los médicos.

### Ubicación rápida de los pacientes:

El sistema permite ubicar a los pacientes de forma rápida y así disminuir drásticamente la molestia ocasionada por el retraso en los horarios de atención en las consultas médicas.

### ¿Cómo funciona?

#### 1 Disco localizador de pacientes en espera:

Al ser atendido el paciente en admisión, el encargado le entregará uno de nuestros discos localizadores y le solicitará que tome asiento.

Cuando llegue su turno, el encargado pulsará en el transmisor el número de disco que corresponde a dicho paciente, este vibrará y se encenderán luces indicándole al paciente que llegó su turno.



### Personalización de su marca:

Personalizamos sus discos vibradores en la cara superior de cada disco. Puede colocar su logotipo y un mensaje.



#### 2 Transmisor para discos Localizadores:

Para llamar al cliente, el encargado debe pulsar en el transmisor el número de disco que le entregó más la tecla "send". Este recibirá el llamado, regresará y devolverá el disco, pasando de inmediato a consulta.





[www.technistore.com](http://www.technistore.com)

393 9492 / 992 456 195

[ventas@technistore.com](mailto:ventas@technistore.com)

Av. 2 de Mayo 1502 Oficina 7B San Isidro - Lima, Perú.

